

# LifeWindow LW9<sup>TM</sup> Vet

Monitor fisiológico veterinário

\*EXCLUSIVO PARA VETERINÁRIOS



## O melhor dos monitores veterinários



Animais de companhia



Exóticos



Grandes




Animais de laboratório



**DIGICARE**  
**ANIMAL HEALTH**

Tecnologia que traduz confiança




Imprime relatórios tabulares, tendências e formas de onda



Visualização em tempo real de sinais vitais em ficha anestésica. Observação e controle de LifeWindow diretamente do celular Iphone, Android e Windows

Conexão Wi-fi



Transfere relatórios dos sinais vitais compatíveis com AAHA® diretamente para o seu software de gerenciamento de consultório



Observa e controla o LifeWindow™ de qualquer computador

Pulse CO-Oximetry by



NIBP by



Desenvolvido em torno do robusto Sistema operacional Windows Embeded e usando apenas módulos dos sinais vitais veterinários de classe mundial, o LW9 entrega inédita performance e confiabilidade. O LW9xVet é configurável e pode ser feito o upgrade com a adição de diversos parâmetros opcionais.

## Características e Benefícios

- 🐾 12,1" super clara com LED backlift e Tela TFT
- 🐾 Tela sensível ao toque com operação super intuitiva
- 🐾 Com cabo ou opcional de conexão por rede wireless
- 🐾 Módulos de sinais vitais específicos para veterinária
- 🐾 Impressão por PDF, rede local ou impressoras
- 🐾 Oximetria Standart Masimo Set Rainbow
- 🐾 Pode fazer o upgrade para incluir todas as medidas do Masimo
- 🐾 SET Rainbow Co-oximetria como SpHb, SpCO, SpMet, SpOC, PVI e RRA.
- 🐾 Opcional: frequência cardíaca até 999 BPM para animais exóticos e de laboratório
- 🐾 Opcional: SpO2 Nonin veterinário para até 450 BPM ou
- 🐾 Nellcor Oximax VetSat oximetria de pulso digital
- 🐾 Até 4 canais de PI

- 🐾 Forma da onda com velocidade de 6.25mm/s para 200 mm/s para animais com alta taxa cardíaca
- 🐾 Capnografia Plug & Play Respiration Standard com opções de main-stream ou side-stream.
- 🐾 Detecção de arritmia opcional e medidas de elevação e depressão do segmento ST
- 🐾 Alta performance SunTech VetBP. Específica para veterinária,
- 🐾 PNI tolerante ao movimento para animais anestesiados e despertos.
- 🐾 Opcional: Módulo de medidas de agentes anestésicos com valor MAC display baseado nas espécies e medições paramagnéticas de O2 boca a boca em tempo real
- 🐾 Opcional: Fração cardíaca de ejeção Output & Right (REF)
- 🐾 Capa de alumínio robusta de alto impacto aumenta a confiabilidade e reduz a susceptibilidade EMI
- 🐾 Desenvolvido e manufaturado nos EUA.

## Especificações Gerais

- 🐾 Tipo de Display: 600x600 12.1" Alta Definição de TFT Cor LCD
- 🐾 Voltagem: Seleção automática 100v para 240v (50/60Hz)
- 🐾 Bateria: Bateria interna selada recarregável

- 🐾 Umidade relativa: 30 para 70% (não condensada)
- 🐾 Dimensões: Peso 8kg, Altura 22,86cm
- 🐾 Segurança: De Acordo com as normas IEC601-1-1 e IEC 601-1-2