

SUNTECH VET20

Monitor de Pressão Arterial



SunTech® **Vet20™**
BP MONITOR

*EXCLUSIVO PARA VETERINÁRIOS

**Monitor de Pressão
Arterial Pontual**
para Animais de
Estimação

SunTech Vet20

Com rapidez e praticidade, o SunTech® Vet20™ realiza medições confiáveis da pressão arterial em animais de estimação, sem sedação, garantindo um processo de avaliação mais simples para os veterinários e funcionários. Utilizando a confiável tecnologia Advantage™ VET BP da SunTech, o Vet20 executa silenciosamente medições PA oscilométricas tolerantes ao movimento e fornece resultados precisos. A interface intuitiva da tela sensível ao toque inclui todos os recursos necessários para revisar e analisar os dados da PA. Os alarmes podem ser silenciados para evitar que o animal se assuste e os dados das medições são sempre salvos quando o dispositivo é desligado.

Características padrão

Confiabilidade: Graças à tecnologia de tolerância ao movimento da SunTech, o Vet20 tem um elevado índice de sucesso em leituras de PA.

Praticidade: A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar e analisar os dados da PA.

Precisão: O algoritmo da PA foi desenvolvido exclusivamente para animais de estimação por especialistas em uma das melhores instituições de medicina veterinária.

Silêncio: O dispositivo mede a PA de forma silenciosa e os alarmes podem ser desativados para evitar que o animal se assuste.

Rapidez: Faça várias medições em questão de minutos!

Portabilidade: Alimentado por bateria, o dispositivo pode ser facilmente transferido de uma sala de exame para outra.

Memória: A memória avançada do Vet20 garante que os dados fiquem sempre salvos quando o dispositivo é desligado.

Cálculo de médias: Os usuários podem selecionar medições específicas da memória do dispositivo e calcular, de forma automatizada, as médias da PA.

Especificações Técnicas

O Vet20 inclui:

- Monitor do sistema Vet20
- Capa protetora nas cores rosa-flamingo, azul-pavão ou verde-ervilha
- Manguitos veterinários para pressão arterial nos tamanhos 1-6
- Mangueira do paciente, 1,2 m
- Adaptador CA

Especificações gerais

Sistólica: 40 a 265 mmHg

Diastólica: 20 a 200 mmHg

Pressão arterial média: 27 a 222 mmHg

Frequência cardíaca: 25 a 300 BPM

Peso do dispositivo: 590 gramas (com bateria)

Dimensões: 15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm

Garantia: 2 anos para o monitor

90 dias para os manguitos/mangueiras

Acessórios

Capa do SunTech Vet20

A capa protetora removível é disponível em 3 cores e possui uma alça de fácil manuseio.



Rosa-flamingo



Azul-pavão



Verde-ervilha

Adaptador CA

Se por um lado a portabilidade do Vet20 alimentado por bateria é uma vantagem, o adaptador CA também é uma ótima opção de energia ao usar o Vet20 em um local fixo. O adaptador CA pode ser usado com qualquer monitor SunTech Vet20 BP e vem com 4 padrões de plugues de tomadas, atendendo à maioria dos requisitos internacionais de energia.

Manguitos para uso veterinário SunTech



A solução em manguitos é composta de materiais macios e tem os cantos arredondados, proporcionando conforto ao usuário. Os manguitos SunTech para medição da PA são codificados por cores, para definição rápida do tamanho, e os indicadores de alcance garantem dimensionamento e encaixe precisos. O Vet20 PA vem com manguitos de tamanho 1-6. A linha de manguitos PA vet da SunTech pode ser usada com outros monitores de PA veterinários! Saiba mais sobre nosso kit de conversão de manguitos SunTech Vet.

Informações do Fabricante:



Com mais de 30 anos dedicados a desenvolver nossa tecnologia de pressão arterial avançada, temos certeza de que nunca perdemos o compasso - e você também não vai perder. É nosso legado. Somos a SunTech Medical. **É a diferença de padrão clínico.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 EUA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Inglaterra
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong China 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (vendas)
+ 86.755.29588665 (assistência técnica)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN



82-0500-11 MA Rev.C

Distribuidores Oficiais no Brasil: